

synlab czech s.r.o., Laboratoř Praha, Jankovcova 2
Jankovcova 1518/2, Praha 7, Telefon: 800 800 234, IČ: 496 88 804

1 / 1

vzorek č. 1081931426



Pacient : Devět Životů Kočka Moták

ID : K000019635

Diagnóza : Z008

Odběr : 24. 2. 2020 čas neuveden

Poišťovna : 700

Přijato : 25.02.2020 12:02

Veterinární ordinace

Punka Július MVDr.

Letecká 98

25266 Libčice nad Vltavou

Režim: statim

Svoz : 6

KVL: 00004817

Název vyšetření	Výsledek	Jednotka	Hodnocení	Ref. meze
Základní biochemie				
S_P - fosfor anorganický	1,52	mmol/l	*	0,80 - 1,60
S_Urea - močovina	6,3	mmol/l	*	5,0 - 11,3
S_Kreatinin	65	μmol/l	*	50 - 170
S_Bilirubin celkový	2,2	μmol/l	*	0,0 - 7,0
S_ALT	0,54	μkat/l	*	0,10 - 1,00
S_AST	0,75	μkat/l	*	0,10 - 1,00
S_ALP	0,16	μkat/l	*	0,10 - 4,00
S_Celková bílkovina	76,3	g/l	*	57,0 - 95,0
S_Albumin	24,0	g/l	*	23,0 - 35,0
Diabetologie				
S_Glukóza v séru	3,15	mmol/l	*	3,10 - 6,90
Stav séra				
S_Ikterita	v normě			
S_Hemolýza	v normě			
S_Lipemie	v normě			

*) Čas odběru neuveden - prodloužená preanalytická fáze může ovlivňovat výsledky některých analýz (viz. Laboratorní příručka na www.synlab.cz).

Primární materiál Krev - typy vzorku B (EDTA krev), S (sérum), P (citrátová plazma), H (krev heparin), C (krev FW-citrát), G (NaF plazma)

Primární materiál Moč - typy vzorku U (moč), Likvor - typy vzorku L, Punkrát - typy vzorku Y, Stolica - typy vzorku F, močový konkrement - typ vzorku MK

Výsledky statimových metod jsou uvedeny podtrženě. Údaje o nejistotě měření jsou dostupné na vyžádání v laboratoři. V případě provedení separace séra(plazmy) je účtován výkon 97111.

Informace o přehledu laboratorních vyšetření, přípravě pacienta k odběru, včetně preanalytických podmínek jsou dostupné na www.synlab.cz

Schválil: JBB - Biochemie

MVDr. Jan Švalec (odpovídá za podmínky aut. validace vet. vzorků)

1081931426

Devět Životů Kočka Moták

K000019635

24. 2. 2020 0:01:00

P=1,52; UREA=6,3; KREA=65; BIL=2,2; ALT=0,54; AST=0,75; ALP=0,16; CB=76,3; ALB=24,0; GLU=3,15; STAVIKT=v normě; STAVHEMT=v normě; STAVLIPT=v normě