

synlab czech s.r.o., Laboratoř Praha, Jankovcova 2
Jankovcova 1518/2, Praha 7, Telefon: 800 800 234, IČ: 496 88 804

1 / 2

vzorek č. 1082463269



Pacient : Devět Životů O.p.s. Kočka Moták

ID : K000023574

Diagnóza : Z008

Odběr : 8. 12. 2020 čas neuveden

Pojišťovna : 700

Přijato : 08.12.2020 12:27

Veterinární ordinace

Punka Július MVDr.

Letecká 98

25266 Libčice nad Vltavou

Režim: statim

Svoz : 6

KVL: 00004817

Název vyšetření	Výsledek	Jednotka	Hodnocení	Ref. meze
-----------------	----------	----------	-----------	-----------

Hematologie

Krevní obraz

B_Leukocyty [WBC]	21,5	10 ⁹ /l	*	7,0 - 17,0
B_Hemoglobin [HGB]	132	g/l	*	80 - 150
B_Hematokrit [HCT]	0,428	l/l	*	0,240 - 0,450
B_Erytrocyty [RBC]	8,70	10 ¹² /l	*	5,00 - 10,00
B_Střed.obj.erytr. [MCV]	49,2	fl	*	35,0 - 50,0
B_Barvivo erytr. [MCH]	15	pg	*	12 - 17
B_Stř.barev.kon. [MCHC]	308	g/l	*	290 - 340
B_RDW-CV	17,8	%	*	13,0 - 16,0
B_Trombocyty [PLT]	349	10 ⁹ /l	*	300 - 600
B_Krevní obraz - základní	proveden			

Mikroskopický diferenciál

Mikroskopický odečet	proveden			
V případě mikroskopického diferenciálu je jeho výsledek nadřazený výsledkům diferenciálu strojového (vyjma Dg. CLL) a může se s ním lišit.				
B_Neutrofilní tyče	4,4	%	*	0,0 - 2,0
B_Neutrofilní segmenty	47,8	%	*	51,0 - 70,0
B_Lymfocyty mikrosk.	1,8	%	*	14,0 - 35,0
B_Monocyty mikrosk.	1,8	%	*	0,0 - 3,0
B_Eozinofilní segmenty	43,3	%	*	0,0 - 5,0
B_Neutrofilní mikro. -abs.počet	11,22	10 ⁹ /l	*	3,60 - 12,00
B_Lymfocyty mikro. -abs.počet	0,39	10 ⁹ /l	*	1,00 - 6,00
B_Monocyty mikro. -abs.počet	0,39	10 ⁹ /l	*	0,00 - 0,60
B_Eozinofily mikro. -abs.počet	9,31	10 ⁹ /l	*	0,00 - 0,90

Základní biochemie

S_Na - sodík	149	mmol/l	*	147 - 156
S_K - draslík	4,77	mmol/l	*	3,50 - 4,50
S_Cl - chloridy	124	mmol/l	*	110 - 129
S_P - fosfor anorganický	1,57	mmol/l	*	0,80 - 1,60
S_Urea - močovina	7,5	mmol/l	*	5,0 - 11,3
S_Kreatinin	79	μmol/l	*	50 - 170
S_Bilirubin celkový	< 1,7	μmol/l	*	0,0 - 7,0
S_ALT	0,19	μkat/l	*	0,10 - 1,00
S_AST	0,55	μkat/l	*	0,10 - 1,00
S_ALP	0,24	μkat/l	*	0,10 - 4,00
S_Celková bílkovina	42,6	g/l	*	57,0 - 95,0
S_Albumin	11,0	g/l	*	23,0 - 35,0

Diabetologie

S_Glukóza v séru	2,29	mmol/l	*	3,10 - 6,90
------------------	------	--------	---	-------------

Pokud hypoglykémie nekoreluje s klinickým stavem pacienta, doporučujeme vyšetření zopakovat náběrem do NaF.

Štítná žláza

S_T4 celkový	18,96	nmol/l	*	15,00 - 55,00
--------------	-------	--------	---	---------------

Léky

S_Phenobarbital koncentrace	27,1	mg/l	*	15,0 - 40,0
S_Phenobarbital	116,6	μmol/l	*	65,0 - 172,0

Stav séra

S_Ikterita	v normě
S_Hemolýza	slabá

Hemolytické sérum! Naměřené hodnoty mohou být zkresleny následujícím způsobem:

AST, CK, LD, Mg, Fe, K - zvýšeny

celkový a přímý bilirubin - snížen

S_Lipemie	v normě
-----------	---------

1082463269

Devět Životů O.p.s. Kočka Moták

K000023574

8. 12. 2020 0:01:00

WBC=21,5; HGB=132; HCT=0,428; RBC=8,70; MCV=49,2; MCH=15; MCHC=308; RDW-CV=17,8; PLT=349; KOZ=proveden;
MDIFLEU=proveden; MD_TYC=4,4; MD_SEG=47,8; MD_LYMFO=1,8; MD_MONO=1,8; MD_EOSEG=43,3; MD_NEU-ABS=11,22;
MD_LYM-ABS=0,39; MD_MON-ABS=0,39; MD_EOS-ABS=9,31; NA=149; K=4,77; CL=124; P=1,57; UREA=7,5; KREA=79; BIL=< 1,7;
ALT=0,19; AST=0,55; ALP=0,24; CB=42,6; ALB=11,0; GLU=2,29; T4=18,96; PHENOK=27,1; PHENO=116,6; STAVIKT=v normě;
STAVHEM=slabá; STAVLIPT=v normě

synlab czech s.r.o., Laboratoř Praha, Jankovcova 2
Jankovcova 1518/2, Praha 7, Telefon: 800 800 234, IČ: 496 88 804

2 / 2

vzorek č. 1082463269

**Pacient : Devět Životů O.p.s. Kočka Moták****ID : K000023574**

Diagnóza : Z008

Odběr : 8. 12. 2020 čas neuveden

Pojišťovna : 700

Přijato : 08.12.2020 12:27

Veterinární ordinace**Punka Július MVDr.**

Letecká 98

25266 Libčice nad Vltavou

Režim: statim

Svoz : 6

KVL: 00004817

*) Čas odběru neuveden - prodloužená preanalytická fáze může ovlivňovat výsledky některých analýz (viz. Laboratorní příručka na www.synlab.cz).

Primární materiál Krev - typy vzorku B (EDTA krev), S (sérum), P (citrátová plazma), H (krev heparin), C (krev FW-citrát), G (NaF plazma)

Primární materiál Moč - typy vzorku U (moč), Likvor - typy vzorku L, Punkrát - typy vzorku Y, Stolic - typy vzorku F, močový konkrement - typ vzorku MK

Výsledky statimových metod jsou uvedeny podtrženě. Údaje o nejistotě měření jsou dostupné na vyžádání v laboratoři. V případě provedení separace séra(plazmy) je účtován výkon 97111.

Informace o přehledu laboratorních vyšetření, přípravě pacienta k odběru, včetně preanalytických podmínek jsou dostupné na www.synlab.cz

Schválil: JHH - Krevní obraz

MVDr. Petra Malinová